



BECKMAN
COULTER

ANATEL PAT 700

TOTAL ORGANIC CARBON AND CONDUCTIVITY ANALYZER

Fully Compliant with Global Pharmacopeia Requirements : USP, EP, JP



سیستم اندازه گیری TOC، رسانایی و دمای آب تنها در یک آنالایزر راه حل هوشمند اندازه گیری TOC در کنترل کیفیت دارویی

- پایش پایدار و دقیق آب مورد استفاده در صنایع داروسازی مطابق با الزامات فارماکوپه
- فرآیندهای تعمیر و نگهداری آسان تر در مقایسه با سایر برندها
- تطابق با تمام فارماکوپه های جهانی (USP, EP, JP)
- دارای روش های عملیاتی استاندارد (SOP)
- دارای دو لامپ UV با امکان تعویض اتوماتیک
- کنترل اتوماتیک عملکرد صحیح سیستم UV

Shookazist

shookazist.com

info@shookazist.com

۰۲۱)۸۸۵۸۳۹۱۰

۰۹۱۲۹۰۵۵۷۳۰



**BECKMAN
COULTER**

بدون مواد شیمیایی

- طراحی اختصاصی برای ارزیابی PW و WFI
- اکسیداسیون مواد آلی فقط با روش UV

اکسیداسیون کامل

- اکسیداسیون کامل TOC از طریق فناوری تشخیص نقطه پایانی دینامیک
- Dynamic end-point detection بر طبق الزامات EP 2.2.44

انطباق کامل با الزامات 21CFR part 11

- سطح بندی دسترسی کاربران
- عدم نیاز به وارد نمودن اطلاعات به صورت دستی - انجام کالیبراسیون خودکار و ارائه محاسبات pass/fail جهت نشان دادن عملکرد مناسب سیستم
- کالیبراسیون اتوماتیک الکترونیکی


تجزیه و تحلیل آنلاین کیفیت آب و امکان نمونه برداری سریع

جهت بررسی آنلاین

- دارای چهار پورت نمونه برداری داخلی

امکان آنالیز و ریشه یابی خطاهای احتمالی

- نمونه برداری خودکار سیستم در صورت افزایش مقادیر TOC نسبت به سطح استاندارد



Shookazist

shookazist.com

info@shookazist.com

021-88583910

09129055730